

**DETERGENTE DISINFETTANTE PRONTO USO**


- Detergente disinfettante P.M.C. Reg. Min. salute n°18662.
- Utilizzabile su qualsiasi superficie.
- Asciuga velocemente perché idroalcolico.


**CONSIGLI**

SANDIK può essere anche utilizzato per la rapida detersione e disinfezione di lettini di ambulatori, attrezzi di palestre e schermi di lampade abbronzanti. Ideale per la detergenza-disinfezione frequente e rapida delle superfici. Integra le normali procedure di pulizia e disinfezione consentendo di ottenere più sicurezza nella riduzione di contaminazioni microbiche.

**DESCRIZIONE**

Non sempre durante la giornata è possibile trovare tempo da dedicare all'igiene di superfici, macchinari o accessori. SANDIK è un detergente disinfettante pronto all'uso per superfici dure.

La sua combinazione idroalcolica di principi attivi detergenti-disinfettanti è specifica per trattamenti rapidi e mirati di disinfezione delle superfici dure metalliche, verniciate, piastrellate, in vetro, plastica, plexiglass e legno.

Particolarmente consigliato per un'efficace e quotidiana disinfezione in ambito sanitario: ambulatori medici, cliniche odontoiatriche e ospedali. Molto utile nelle camere di degenza di ospedali e rsa per pulire e disinfettare la testiera del letto, il comodino, le maniglie, gli interruttori ecc.

**DETERGENTE DISINFETTANTE PRONTO USO**
**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Aspetto</b>           | Liquido limpido        |
| <b>Colore</b>            | Incolore               |
| <b>Odore</b>             | Alcolico               |
| <b>Peso specifico</b>    | 0.970 ± 0.01 g/ml      |
| <b>Stabilità</b>         | 24 mesi                |
| <b>pH</b>                | 8.0 ± 0.5              |
| <b>Carattere chimico</b> | Cationico - non ionico |


**POTERE SCHIUMOGENO**
**Basso**
**CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI**
**Cartone da 12 flaconi da 750ml -  
016SAND7512**
**Cartone da 4 taniche da 5L - 016SAND0020**
**MODALITÀ D'USO**

Prodotto pronto all'uso. Rimuovere eventuali sporcizie. Spruzzare SANDIK sulle superfici da pulire e lasciare agire alcuni minuti. Passare con un panno o carta monouso fino a rendere le superfici asciutte.

Nota: Il prodotto può essere utilizzato senza risciacquo nel caso in cui il contatto degli alimenti sulle superfici avvenga diversi minuti dopo che l'operazione di disinfezione è stata svolta.

**PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI**

Panno microfibra blu  
01AA770636



SANDIK

**allegri**ni  
HEALTHCARE

## **DETERGENTE DISINFETTANTE PRONTO USO**

### **TEST D'EFFICACIA**

Test qualitativo su superficie non porosa per la valutazione dell'attività battericida in accordo alla procedura UNI EN 13697:2001.

Rev. 01 Ed. 04/19

**allegri**ni  
ISO 9001 QUALITY SYSTEM CERTIFIED

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo costituire garanzia né comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo D'Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 - e-mail: info@allegri.com - www.allegri.com

FOLLOW US ON

